

**CUBE**  
Serie



CUBEX 16



CUBEX 28



CUBEX 50



**PESO LIGERO**

19 lbs

26.5 lbs

28.6 lbs


**TAMAÑO COMPACTO**

13.2" x 6" x 6.7"

14" x 7.9" x 7.5"

14" x 7.9" x 7.5"

**Ahora integrado con el Software de adquisición ExamVue Duo**



- ▶ *Diseño simple, robusto y fácil de usar*
- ▶ *Controles táctiles suaves con pantallas digitales*
- ▶ *Compensación de potencia de línea automática dinámica de dos etapas*
- ▶ *Indicadores de tamaño de casete calibrados*
- ▶ *Fácil integración con los sistemas digitales de ExamVue Duo*
- ▶ *Panel de control invertido para uso de mesa disponible*
- ▶ *Punteros láser duales integrados en modo veterinario*

SERIE CUBEX	CUBEX 16	CUBEX 28	CUBEX 50
<b>Aplicación</b>	Veterinaria	Médico y Veterinaria	Médico y Veterinaria
<b>Salida de energía</b>	1.6kW	Veterinaria 2.8kW Médico 2.7kW	5kW
<b>Entrada de energía</b>			
<b>Voltaje</b>	100V-120V / 220V-240V	100V-120V / 220V-240V	200V-240V
<b>Fase y frecuencia</b>	Sencillo / 50 / 60Hz	Sencillo / 50 / 60Hz	Sencillo / 50 / 60Hz
<b>Radiografía rango KV</b>	40kV ~ 90kV	Veterinaria 40kV ~ 120kV Médico 40kV ~ 100kV	50kV ~ 110kV
<b>Rango mAs</b>	0.4mAs ~ 32mAs	0.4mAs ~ 100mAs	0.4mAs ~ 100mAs
<b>Rango mA</b>	12 ~ 30mA	14 ~ 40mA	20 ~ 100mA
<b>Desviación Max. kV</b>	± 3%	± 3%	± 3%
<b>Desviación Max. mAs</b>	± 5%	± 5%	± 5%
<b>Indicación (kV (codigo de error) /mAs)</b>	Segmento - 7 LED	Segmento - 7 LED	Segmento - 7 LED
<b>Tubo rayos X</b>			
<b>Lugar de foco</b>	1.2mm x 1.2mm	1.2mm x 1.2mm	1.8mm x 1.8mm
<b>Target angular</b>	19°	16°	15°
<b>Deposito de calor anodo</b>	10kHU	50kHU	42kHU
<b>Colimador con puntero láser</b>			
<b>Tipo</b>	Tipo de doble rendija, Operación manual	Tipo de doble rendija, Operación manual	Tipo de doble rendija, Operación manual
<b>Mín. Tamaño del campo de</b>	0cm x 0cm @1m SID	0cm x 0cm @1m SID	0cm x 0cm @1m SID
<b>Max. Tamaño del campo de</b>	36cm x 36cm @ 1m SID	36cm x 36cm @ 1m SID	36cm x 36cm @ 1m SID
<b>Indicador Laser</b>	Clase II	Clase II	Clase II
<b>Lampara</b>	LED 3.0V, 3A 10W	LED 3.0V, 3A 10W	LED 3.0V, 3A 10W
<b>Dimensión</b>	13.2" x 6" x 6.7"	14" x 7.9" x 7.5"	14" x 7.9" x 7.5"
<b>Tamaño de empaque</b>	20.5" x 15.7" x 13"	20.5" x 15.7" x 11.8"	20.5" x 15.7" x 13"
<b>Peso del producto</b>	19 lbs	26.5 lbs	28.6 lbs
<b>Peso- G</b>	39.6 lbs	48.6 lbs	48.6 lbs

### Contáctenos

3555 Veterans Memorial Hwy, Unit D  
Ronkonkoma, NY 11779  
sales@jpihealthcare.com  
(516) 513-1330 Ext. 3



www.jpihealthcare.com