

# Productos de Protección



## Delantal Protector Estándar

Rentable pero eficaz, este delantal clásico establece el estándar para la protección contra la radiación. Ideales para entornos donde los sujetadores con gancho y bucle no lo hacen, las correas duraderas de 1" se atan a la cintura para un ajuste seguro que reduce el agotamiento. El bolsillo del pecho está incluido y las hombreras proporcionan comodidad adicional.



## Guantes

Esta protección contra la radiación se ajusta como un guante. Estas coberturas de vinilo para las manos son una mezcla perfecta de protección y comodidad, cubiertas con un material de uretano suave para una sólida durabilidad. Al ponerse estos guantes plomados, sus dedos encontrarán un forro de nylon transpirable que mantiene las manos frescas durante los procedimientos. Libre de látex. Disponible como un par o como estilos izquierdo o derecho solamente y solo en color mostrado. Un tamaño se adapta a la mayoría.

## Juego de Escudos Ovalados para Gónadas

Proteger adecuadamente la región gonadal es esencial para los pacientes de cualquier género. Este juego de escudos ovalados contiene tres tamaños de escudos. Pequeños (4 1/2" por 5 1/2"), medianos (6 3/4" por 8") y grandes (7 3/4" por 10")— que se mantienen en su sitio en el cuerpo con una correa de gancho y bucle. Para un almacenamiento conveniente, cada juego de escudos incluye una percha de pared.



## Collar de Tiroides con Cierre de Gancho y Bucle

Minimice la exposición a rayos X de la glándula tiroides y el cuello con un collar protector de tiroides. Este collar protector de tiroides cuenta con sujetadores seguros de gancho y bucle para un ajuste perfecto y una mejor protección contra la radiación. Las fundas de los collares están disponibles para mantener los cuellos tiroideos limpios e higiénicos.



## Gafas de Plomo

Proteja sus ojos y sus lentes graduados de la exposición y las salpicaduras de líquidos con los Fitovers. Su tamaño amplio, forma y diseño, permiten que cualquiera pueda usarlos sobre un par de lentes graduados. Los escudos laterales transparentes de tamaño amplio protegen contra la exposición a la radiación lateral y reducen la "visión de túnel", que es común con los marcos de ajuste similares de menor calidad. Ofrece protección de .75mm tanto para lentes principales como para escudos laterales. Pesa 104g.

Contáctenos para mas información.

John Sanchez, Account Manager-Latin America

[john.sanchez@jpihealthcare.com](mailto:john.sanchez@jpihealthcare.com) | 516.513.1330 ext. 103 o 888. 574.2001